


Anticorpo Monoclonale Anti-Cd45Ro () Per Citometria A Flusso - P08575

Numero articolo: CM0004772



introduzione

Anticorpo monoclonale di topo marcato con che bersaglia il CD45RO umano. Convalidato per citometria a flusso, questo anticorpo riconosce l'isoforma dell'antigene comune dei leucociti critico per l'attivazione dei linfociti T e l'identificazione dei linfociti T memoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb anti-CD45RO umano di topo
Note/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Specie	Umana
ID gene	5788
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Topo
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P08575
Peso proteico	136 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio