

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cd45Ro Per Wb, Elisa - P08575-4

Numero articolo: CM0027496

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CD45RO per applicazioni WB ed ELISA. Reagisce con l'isoforma dell'antigene leucocitario comune CD45RO umano (P08575-4). Strumento affidabile per la ricerca in immunorilevazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD45RO Rabbit pAb
Note/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5788
GeneID	5788
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-416 del CD45RO umano (NP_563578.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano
SWISS	P08575-4
Peso proteico	131kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio