

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd46 Per Wb, If/Icc, Fc, Elisa - P15529

Numero articolo: CM0011335



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio anti-CD46 per western blot, immunofluorescenza, citometria a flusso ed ELISA. Target della proteina cofattore di membrana umana, un regolatore del complemento e recettore per patogeni. Conosciuto anche come MCP, TLX, AHUS2, MIC10, TRA2.10.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Validato KD] mAb di coniglio anti-CD46
Note/Alias	MCP; TLX; AHUS2; MIC10; TRA2.10
Specie	Umana
ID del gene (umano)	4179
ID del gene	4179
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-328 del CD46 umano (NP_002380.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P15529
Peso della proteina	37-44 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante