

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd46 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P15529

Numero articolo: CM0003042



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro il CD46 umano (MCP). Adatto per WB, IHC-P, ELISA. Specifico per l'uomo. Utile per la ricerca sulla regolazione del complemento, infezioni virali e modulazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD46
Note/Alias	MCP; TLX; AHUS2; MIC10; TRA2.10; CD46
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4179
GeneID	4179
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza entro gli amminoacidi 1-100 del CD46 umano (P15529).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano
SWISS	P15529
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio