

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cd47 Per Wb, Elisa - Q61735

Numero articolo: CM0022949

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il CD47 del topo (proteina associata all'integrina, IAP). Validato per Western blot ed ELISA; reagisce in modo crociato con il ratto. Adatto per studi di regolazione immunitaria, angiogenesi e segnalazione cardiovascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CD47 Rabbit pAb
Note/Alias	IAP; Itgp; 9130415E20Rik; B430305P08Rik; CD47
Specie	Topo
GeneID (Umano)	961
GeneID	16423
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-135 del CD47 del topo (NP_034711.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q61735
Peso Proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio