


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cd47 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q08722

Numero articolo: CM0022936



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro il CD47 umano (IAP, OA3, MER6), validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con il CD47 umano, di topo e di ratto. Adatto per studi di adesione cellulare, trasduzione del segnale e immunoregolazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CD47 Anticorpo pAb di Coniglio
Note/Alias	IAP; OA3; MER6; CD47
Specie	Umano
GeneID (Umano)	961
GeneID	961
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 224-323 del CD47 umano (NP_001768.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q08722
Peso Proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio