

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cd48 Per Citometria A Flusso Ed Elisa - P18181

Numero articolo: CM0004799



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro CD48 murino (SLAMF2, BLAST-1), un regolatore immunitario ancorato a GPI. Validato per applicazioni di citometria a flusso ed ELISA. Ideale per lo studio della segnalazione in cellule T e NK in modelli murini.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb coniglio anti-CD48
Note/Alias	BCM1; BLAST; Bcm-1; BLAST1; SLAMF2; Sgp-60; BLAST-1; MEM-102
Specie	Topo
GeneID (Umano)	962
GeneID	12506
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-216 del CD48 murino (NP_031675.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC, ELISA
Reattività incrociata	Topo
SWISS	P18181
Peso molecolare proteina	27kDa
Modalità di spedizione	Borsa del ghiaccio