

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd48 Per Wb, Fc, Elisa - P09326

Numero articolo: CM0009583



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità targeting CD48 umano (SLAMF2). Convalidato per WB, FC, ELISA con reattività crociata verso uomo e topo. Ideale per la ricerca sulla segnalazione delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD48 Rabbit mAb
Note/Alias	BCM1, BLAST, hCD48, mCD48, BLAST1, SLAMF2, MEM-102, CD48
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	962
GeneID	962
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-220 della CD48 umana (NP_001769.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, FC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P09326
Peso proteico	19kDa/27kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio