


Anticorpo Monoclonale Anti-Cd5 (Coniugato) Per Citometria A Flusso - P06127

Numero articolo: CM0004159



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD5 umano (coniugato) per validazione in citometria a flusso. Immunogeno ricombinante (aa 25-371), rileva una proteina di 54kDa. Specifico per il CD5 umano, utile negli studi sui linfociti T e B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD5 Umano
Note/Alias	CD5; LEU1; T1; molecola CD5
Specie	Umana
GeneID (Umano)	921
GeneID	921
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-371 del CD5 umano (NP_055022.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	Citometria a Flusso (FC)
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	P06127
Peso Proteico	54kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio