


Anticorpo Monoclonale Anti-Cd5 Per Citometria A Flusso - P06127

Numero articolo: CM0012274



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD5 umano (clone) validato per citometria a flusso. Riconosce il CD5 umano, un marcatore delle cellule T coinvolto nella regolazione immunitaria. Ideale per immunofenotipizzazione e studi sulle cellule T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD5 Umano
Note/Alias	T1; LEU1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	921
ID Gene	921
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-371 del CD5 umano (NP_055022.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P06127
Peso Proteico	55kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio