


Anticorpo Monoclonale Anti-Cd5 () Per Citometria A Flusso - P06127

Numero articolo: CM0007989



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato con fluoroforo, derivato da coniglio, anti-CD5 umano, validato per citometria a flusso (FC). Bersaglia la glicoproteina di superficie dei linfociti T CD5 (T1/Leu-1), un regolatore immunitario chiave. Rileva il CD5 umano, peso molecolare previsto ~55 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale coniugato, derivato da coniglio, anti-CD5 umano
Note/Alias	T1; LEU1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	921
GeneID	921
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-371 del CD5 umano (NP_055022.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P06127
Peso Proteico	55 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio