


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cd5 Per Fc, Elisa - P06127

Numero articolo: CM0009647



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si targeting al CD5 umano (T1/Leu-1), validato per citometria a flusso (FC) e ELISA. Ideale per lo studio della segnalazione delle cellule T, della selezione dei timociti e della biologia delle cellule B1a. Solo per uso in ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CD5 mAb Coniglio
Note/Alias	T1; LEU1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	921
Gene ID	921
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-371 del CD5 umano (NP_055022.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P06127
Peso Proteico	55kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio