


Anticorpo Monoclonale Anti-Cd50 (Icam-3) Per Fc - P32942

Numero articolo: CM0010846



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio anti-CD50 (ICAM-3) umano per citometria a flusso. Validato per campioni umani. Adatto per immunofenotipizzazione e studi di adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Coniglio anti-Umano CD50(ICAM-3) mAb
Osservazioni/Alias	CD50; CDW50; ICAM-R
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3385
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-114 del CD50(ICAM-3) umano (NP_002153.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P32942
Peso proteico	60 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio