

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd50 (Icam-3) Per Citometria A Flusso - P32942

Numero articolo: CM0009981



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro il CD50 umano (ICAM-3), clone . Validato per citometria a flusso (FC). Immunogeno: proteina ricombinante (aa 30-114). Adatto per studi sull'adesione leucocitaria e sulle interazioni immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Coniglio anti-Umano CD50(ICAM-3)
Note/Alias	CD50; CDW50; ICAM-R
Specie	Umano
GeneID (umano)	3385
GeneID	3385
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-114 del CD50(ICAM-3) umano (NP_002153.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P32942
Peso Proteico	60kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio