

Anticorpo Policlonale Anti-Cd52 Per Wb - P31358

Numero articolo: CM0022090



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per CD52 umano (antigene CAMPATH-1), una glicoproteina di membrana ancorata al GPI di 7 kDa. Validato per WB, IHC-P, ELISA e reazione crociata con il topo. Ideale per la ricerca in immunologia e oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CD52 pAb coniglio
Note/Alias	HE5; CDW52; EDDM5; CD52
Specie	Umano
GeneID (umano)	1043
GeneID	1043
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-61 del CD52 umano (NP_001794.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse
SWISS	P31358
Peso Proteico	7kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio