

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cd53 Per Wb, Elisa - P19397

Numero articolo: CM0018170



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato al CD53 umano (tetraspanina-25), validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Ideale per la ricerca sulla segnalazione delle cellule immunitarie e sui linfociti B/T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del Prodotto	pAb di Coniglio Anti-CD53
Note/Alias	MOX44; TSPAN25; CD53
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	963
ID Gene	963
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-180 del CD53 umano (NP_000551.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	P19397
Peso Proteico	24kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio