


## Anticorpo Monoclonale Anti-Cd55 ( ) Per Citofluorimetria - P08174

Numero articolo: CM0005619



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro il CD55 umano (DAF), coniugato con . Convalidato per citofluorimetria. Ideale per la ricerca sul complemento e per lo studio del ruolo di CD55 nella regolazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro         | Valore                                                                                                                                            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto     | Rabbit anti-Human CD55 mAb                                                                                                                        |
| Note/Alias        | CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE                                                                                                                         |
| Specie            | Umana                                                                                                                                             |
| GeneID (Umana)    | 1604                                                                                                                                              |
| GeneID            | 1604                                                                                                                                              |
| Immunogeno        | Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-353 di CD55 umano (NP_000565.1) |
| Origine           | Coniglio                                                                                                                                          |
| Categoria         | Anticorpi monoclonali                                                                                                                             |
| Applicazione      | FC                                                                                                                                                |
| Reazione crociata | Umana                                                                                                                                             |
| SWISS             | P08174                                                                                                                                            |
| Peso proteico     | 41kDa                                                                                                                                             |
| Spedizione        | Sacco di ghiaccio                                                                                                                                 |