

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd55 Per Wb, Elisa - Q61475

Numero articolo: CM0005567

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD55 di topo validato per WB e ELISA. Riconosce CD55 (DAF) di topo, un inibitore del complemento ancorato a GPI che protegge le cellule dal danno da complemento. Adatto per l'immunodetezione in campioni di topo. Supportato da approvvigionamento IVD one-stop.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD55 Rabbit mAb
Note/Alias	Daf; Daf1; Daf-GPI; GPI-DAF; CD55
Specie	Topo
GeneID (Umano)	1604
GeneID	13136
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-361 di CD55 di topo (NP_034146.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q61475
Peso proteico	42KDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio