


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cd55 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P08174

Numero articolo: CM0003220



introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-CD55 validato per WB, IHC-P, ELISA nell'uomo. Rileva il fattore di accelerazione del decadimento del complemento (DAF, CD55) a 41kDa. Ideale per la ricerca sulla regolazione del complemento e sull'ingresso virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CD55 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE; CD55
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1604
GeneID	1604
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 50-150 del CD55 umano (P08174).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P08174
Peso Proteico	41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio