


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cd55 Per Wb, Elisa - P08174

Numero articolo: CM0015738



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro il CD55 umano (DAF), validato per Western blot ed ELISA. Adatto per campioni umani e di topo. Ideale per la ricerca sul complemento e gli studi sull'ingresso virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb CD55 di Coniglio
Osservazioni/Alias	CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE; CD55
Specie	Umano
GenElD (Umano)	1604
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 40-300 del CD55 umano (NP_000565.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P08174
Peso Proteico	41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio