


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cd55 Per Wb, If/Icc, Elisa - P08174

Numero articolo: CM0014520



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio CD55 (DAF) validato per WB, IF/ICC, ELISA nell'uomo, topo, ratto. Bersaglia il fattore di accelerazione del decadimento del complemento, un regolatore chiave dell'immunità innata e recettore di ingresso virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD55 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	CR, TC, DAF, CROM, CHAPLE, CD55
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1604
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 40-300 del CD55 umano (NP_000565.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P08174
Peso proteico	41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio