


Anti-Cd55 Rabbit Polymab® Per Wb, Elisa - P08174

Numero articolo: CM0007440



introduzione

CD55 (DAF) Rabbit PolymAb® validato per Western blot e ELISA; cross-reagisce con umano e topo. Anticorpo monoclonale ricombinante che targeting il fattore di accelerazione del decadimento del complemento, un regolatore chiave della cascata del complemento e recettore di ingresso virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CD55 Rabbit PolymAb®
Note/Alias	CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE
Specie	Topo/Umano
GeneID (Umano)	1604
GeneID	13136/1604
Immunogeno	Proteina ricombinante di CD55 umano
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	P08174
Peso Proteico	41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio