

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd56/Ncam1 Per Fc - P13591

Numero articolo: CM0012584



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro CD56/NCAM1 umano, validato per citometria a flusso (FC). Prende di mira la molecola di adesione delle cellule neurali coinvolta nell'adesione neuronale e recettore per l'ingresso virale (rabbia, Zika).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb APC di coniglio anti-CD56/NCAM1 umano
Note/Alias	CD56; NCAM; MSK39
Specie	Umana
GeneID (Umana)	4684
GeneID	4684
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-413 di CD56/NCAM1 umano (NP_851996.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umana
SWISS	P13591
Peso Proteico	95 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio