


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd58 (Lfa-3) Per Wb, Elisa - P19256

Numero articolo: CM0006559



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ricombinante contro il CD58 umano (LFA-3), validato per Western blot ed ELISA. Riconosce il CD58 endogeno a ~28 kDa. Adatto per lo studio dell'adesione dei linfociti T e della formazione della sinapsi immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD58
Osservazioni / Alias	ag3; LFA3; LFA-3; CD58
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	965
ID Gene	965
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-215 del CD58 umano (NP_001770.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	P19256
Peso Proteico	28 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio