


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cd58 Per Wb, Elisa - P19256

Numero articolo: CM0028768



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega al CD58/LFA-3 umano, validato per WB ed ELISA. Ideale per studi di adesione delle cellule T, ricerca sulla sinapsi immunitaria e sviluppo di saggi IVD. Riconosce gli amminoacidi 40-220.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD58 pAb coniglio
Note/Alias	ag3; LFA3; LFA-3; CD58
Specie	Umano
GeneID (Umano)	965
GeneID	965
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 40-220 del CD58 umano (NP_001770.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P19256
Peso proteico	28kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio