


Anticorpo Policlonale Anti-Cd59 Per Wb, Elisa - P13987

Numero articolo: CM0013793



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per CD59 umano, validato per WB ed ELISA. CD59 è una glicoproteina ancorata al GPI che inibisce la formazione del MAC del complemento, un bersaglio chiave nella ricerca sull'anemia emolitica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD59 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	1F5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; M1RL; HRF20; MACIF; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20; CD59
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	966
ID Gene	966
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-128 del CD59 umano (NP_001120695.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P13987
Peso proteico	14kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio