


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd59 Per Wb, Elisa - P13987

Numero articolo: CM0010989



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ricombinante contro il CD59 umano (protectina) per WB ed ELISA. Adatto per studi di regolazione del complemento e sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CD59 Rabbit mAb
Note/Alias	1F5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; M1RL; HRF20; MACIF; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20; CD59
Specie	Umano
GeneID (Umano)	966
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 49-128 del CD59 umano (NP_000602.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P13987
Peso Proteico	14kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio