


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd59 Per Wb, Elisa - P13987

Numero articolo: CM0006851



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro il CD59 umano, validato per Western blot ed ELISA. Mira all'inibitore del complesso di attacco alla membrana del complemento, la glicoproteina CD59, adatto per la ricerca sul complemento e saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del Prodotto	mAb di coniglio anti-CD59
Note/Alias	1F5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; M1RL; HRF20; MACIF; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20; CD59
Specie	Umano
GeneID (umano)	966
GeneID	966
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 26-126 del CD59 umano. (NP_000602.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P13987
Peso Proteico	14 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio