


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cd6 Per Wb & Elisa - P30203

Numero articolo: CM0028918



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato al CD6 umano (TP120). Adatto per applicazioni Western blot ed ELISA. Ideale per la biologia delle cellule T, l'immunologia e la ricerca sulle infezioni. Reagisce incrociato con il CD6 umano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD6 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	TP120; CD6
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	923
ID Gene	923
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 424-668 del CD6 umano (NP_006716.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P30203
Peso proteico	72kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio