

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd62E Per Wb, If/Icc, Fc, Elisa - Q00690

Numero articolo: CM0011482

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro il CD62E (E-selectina) del topo, validato per WB, IF/ICC, FC ed ELISA. Immunogeno ricombinante che mira ai residui 22-557. Reagisce con il topo, 66 kDa. Ideale per la ricerca sull'adesione endoteliale e sul traffico leucocitario.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD62E
Note/Alias	Elam; CD62E; ELAM-1; LECAM2; E-selectina
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	6401
ID Gene	20339
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-557 del CD62E del topo (NP_035475.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	Q00690
Peso Proteico	66kDa
Spedizione	Borsa refrigerante