

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd62L/L-Selectina (Apc/Cyanine7) Per Citometria A Flusso - P14151

Numero articolo: CM0009452



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato APC/Cyanine7 contro CD62L (L-selectina) umana. Validato per citometria a flusso. Ideale per studiare l'homing dei linfociti, il rolling dei leucociti e l'adesione cellulare in campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb APC/Cyanine7 Rabbit anti-Umano CD62L/L-Selectina
Note/Alias	TQ1; LAM1; LEU8; LNHR; LSEL; CD62L; LYAM1; PLNHR; LECAM1
Specie	Umano
GeneID	6402
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 39-332 della CD62L/L-Selectina umana (NP_000646.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P14151
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio