

## Anticorpo Policlonale Anti-Cd62L/L-Selectina Per Wb, Ihc-P, Elisa - P14151

Numero articolo: CM0023516



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la CD62L/L-Selectina umana, adatto per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sull'adesione leucocitaria e sull'homing linfocitario.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del Prodotto     | CD62L/L-Selectina pAb di Coniglio                                                                                               |
| Note/Alias            | TQ1; LAM1; LEU8; LNHR; LSEL; CD62L; LYAM1; PLNHR; LECAM1; CD62L/L-Selectina                                                     |
| Specie                | Umano                                                                                                                           |
| GeneID (Umano)        | 6402                                                                                                                            |
| GeneID                | 6402                                                                                                                            |
| Immunogeno            | Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 della CD62L/L-Selectina umana (NP_000646.2) |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                        |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                           |
| Applicazione          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                              |
| SWISS                 | P14151                                                                                                                          |
| Peso Proteico         | 42kDa                                                                                                                           |
| Spedizione            | Sacca di ghiaccio                                                                                                               |