

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd62P/P-Selectina Per Wb, Ihc-P, Elisa - P16109

Numero articolo: CM0005786



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-CD62P/P-selectina di alta qualità validato per WB, IHC-P, ELISA su umano, topo, ratto. Specifico per la proteina da 91kDa, ideale per la ricerca sull'infiammazione e sull'adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb coniglio CD62P/P-selectina
Osservazioni/Alias	CD62; GRMP; PSEL; CD62P; GMP140; LECAM3; PADGEM; CD62P/P-selectina
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6403
GeneID	6403
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 731-830 della CD62P/P-selectina umana (P16109)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P16109
Peso proteico	91kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio