

Anticorpo Policlonale Anti-Cd62P/P-Selectina Per Wb, Elisa - P16109

Numero articolo: CM0015517



introduzione

L'anticorpo policlonale di coniglio anti-CD62P/P-selectina umano di CamelBio è diretto contro il dominio extracellulare (aa 220-319). Adatto per WB ed ELISA. Reagisce crociatamente con la P-selectina umana e murina (91 kDa). Supporta la ricerca sull'infiammazione, la trombosi e l'adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio CD62P/P-selectina
Note/alias	CD62; GRMP; PSEL; CD62P; GMP140; LECAM3; PADGEM; CD62P/P-selectina
Specie	Umano
GeneID (umano)	6403
GeneID	6403
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 220-319 della CD62P/P-selectina umana (NP_002996.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	P16109
Peso della proteina	91 kDa
Spedizione	Sacca refrigerante