

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cd62P/P-Selectin Per Wb, If/Icc, Elisa - P16109

Numero articolo: CM0007041



introduzione

Questo Anticorpo Monoclonale (mAb) Coniglio anti-CD62P/P-selectin è validato per WB, IF/ICC ed ELISA su campioni umani. Esso mira alla P-selectina, una molecola di adesione chiave coinvolta nel rotolamento dei leucociti e nell'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Coniglio CD62P/P-selectin
Osservazioni/Alias	CD62; GRMP; PSEL; CD62P; GMP140; LECAM3; PADGEM; CD62P/P-selectin
Specie	Umano
Gene ID	6403 (Umano)
Immunogeno	Proteina Ricombinante corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 42-771 della CD62P/P-selectina umana (NP_002996.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P16109
Peso Proteico	91kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio