

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd62P/P-Selectina Per Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P16109

Numero articolo: CM0007796



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro CD62P/P-selectina umana, validato per WB, IHC-P, IF-P ed ELISA. Ideale per lo studio dell'adesione dei leucociti e delle vie di segnalazione dell'infiammazione per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD62P/P-selectina Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	CD62; GRMP; PSEL; CD62P; GMP140; LECAM3; PADGEM
Specie	Umano
GenelD (Umano)	6403
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P16109
Peso proteico	91kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio