


Anticorpo Monoclonale Anti-Cd63 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P08962

Numero articolo: CM0003142



introduzione

CD63 Rabbit mAb convalidato per WB, IHC-P, ELISA. Bersaglia il CD63 umano (granulofisina, LAMP-3), una tetraspanina coinvolta nell'adesione cellulare, nella segnalazione e nella biologia degli esosomi. Ideale per la ricerca sul cancro e sugli esosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD63 Rabbit mAb
Note/Alias	MLA1, ME491, LAMP-3, OMA81H, TSPAN30, CD63
Specie	Umana
GeneID (Umana)	967
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 103-203 del CD63 umano (NP_001771.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpo monoclonale
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P08962
Peso proteico	17kDa/23kDa/25kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio