


Anticorpo Policlonale Anti-Cd63 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08962

Numero articolo: CM0026817



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato al CD63 umano, adatto per Western blot, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Ideale per studiare la biogenesi degli esosomi, il melanoma e le funzioni delle tetraspanine. Reagisce in modo crociato con l'umano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CD63 Rabbit pAb
Note/Alias	MLA1; ME491; LAMP-3; OMA81H; TSPAN30; CD63
Specie	Umano
GeneID (Umano)	967
GeneID	967
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza contenente gli amminoacidi 103-203 del CD63 umano (NP_001771.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P08962
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio