

Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Cd64 Per Wb, Elisa - P12314

Numero articolo: CM0006679



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia CD64 umano (FcγRI), convalidato per applicazioni Western blot e ELISA. Recettore Fc IgG ad alta affinità espresso selettivamente su monociti/macrofagi, che media l'ADCC.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD64 Rabbit mAb
Note/Alias	CD64; FCG1; FCRI; CD64A; FCGR1; IGFR1; FcgammaRI
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	2209
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 16-288 di CD64 umano (NP_000557.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reazione crociata	Umana
SWISS	P12314
Peso proteico	45-75kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio