

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cd64 Per Wb, If/Icc, Elisa - P12314

Numero articolo: CM0014078



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio recettore Fc IgG ad alta affinità convalidato per WB, IF/ICC ed ELISA. Rileva CD64 (FCGR1A) in umano, topo e ratto. Adatto per immunologia, ADCC e sviluppo di saggi immuno-diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD64 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	CD64; FCG1; FCRI; CD64A; FCGR1; IGFR1; FcgammaRI
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2209
GeneID	2209
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 16-288 del CD64 umano (NP_000557.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P12314
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio