

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cd66A/Ceacam1 Per Wb, If-P, Ihc-P, Fc, Elisa - P31809

Numero articolo: CM0009489



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio specifico per CD66a/CEACAM1 di topo, validato per WB, IF-P, IHC-P, FC ed ELISA, con reattività crociata per ratto. Ideale per studiare la regolazione immunitaria, l'adesione cellulare e la ricerca sulle infezioni da coronavirus.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio anti-CD66a/CEACAM1
Note/Alias	Bgp; Cc1; Hv2; Bgp1; Cea1; Cea7; Hv-2; MHVR; bb-1; C-CAM; CD66a; Cea-1; Cea-7; MHVR1; Mhv-1; mCEA1; mmCGM1; mmCGM2; mmCGM1a
Specie	Topo
GeneID (Umano)	634
GeneID	26365
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-428 di CD66a/CEACAM1a di topo (NP_001034274.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, FC, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	P31809
Peso Molecolare Proteina	57kDa/50kDa/37kDa/30kDa
Spedizione	Sacco refrigerante