

Polymab® Rabbitoniale Anti-Cd66A/Ceacam1 Per Wb, Ihc, If, Elisa - P13688 / P31809

Numero articolo: CM0012791



introduzione

PolymAb® rabbitoniale targeting CD66a/CEACAM1 umano/murino, validata per WB, IHC, IF, ELISA. Media l'adesione cellulare e la regolazione immunitaria; ideale per la ricerca oncologica e immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PolymAb® rabbitoniale CD66a/CEACAM1
Annotazioni/Alias	Bgp; Cc1; Hv2; Bgp1; Cea1; Cea7; Hv-2; MHVR; bb-1; C-CAM; CD66a; Cea-1; Cea-7; MHVR1; Mhv-1; mCEA1; mmCGM1; mmCGM2; mmCGM1a
Specie	Uomo/Mouse
GeneID (Uomo)	634
GeneID	634/26365
Immunogeno	Proteina ricombinante di CD66a/CEACAM1 umano/murino
Origine	Rabbit (coniglio)
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Mouse
SWISS	P13688/P31809
Peso proteico	30kDa/37kDa/43kDa/46kDa/50kDa/57kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio