


Anticorpo Policlonale Anti-Cd66B/Ceacam8 Per Wb, If/Icc, Elisa - P31997

Numero articolo: CM0026483



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega al CD66b/CEACAM8 umano (38 kDa) per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Adatto per studi sull'adesione cellulare dei neutrofili e sulla leucemia mieloide cronica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD66b/CEACAM8 Rabbit pAb
Note/Alias	CD67; CGM6; CD66b; NCA-95
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1088
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-320 del CD66b/CEACAM8 umano (NP_001807.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P31997
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio