

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd68 Per Wb, If/Icc, Fc, Elisa - P31996

Numero articolo: CM0006627

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia la proteina CD68 (Macrosialina) di topo. Validato per WB, IF/ICC, FC, ELISA. Riconosce la proteina di ~33/34 kDa. Adatto per lo studio della fagocitosi, dell'homing dei macrofagi e del metabolismo lisosomiale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD68 Rabbit mAb
Note/Alias	Lamp4; gp110; Scard1; CD68
Specie	Topo
GeneID (Umano)	968
GeneID (Topo)	12514
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-291 della CD68 di topo (NP_001277987.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	P31996
Peso proteico	33KDa/34KDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio