

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cd68 Per Wb, If-P, Fc (Intra), Elisa - P34810

Numero articolo: CM0003685

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro CD68 umano (macrosialina, GP110). Validato per WB, IF-P, FC (intra) ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD68 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	GP110; LAMP4; SCARD1; CD68
Specie	Umano
GeneID (Umano)	968
GeneID	968
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 100-200 del CD68 umano (NP_001242.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, FC (intra), ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P34810
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio