

## Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd68 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P34810

Numero articolo: CM0004185

### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD68 di alta qualità convalidato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Riconosce la macrosialina umana (37 kDa), un marcatore macrofagico coinvolto nella fagocitosi e nell'adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto         | CD68 Rabbit mAb                                                                          |
| Note / Alias          | GP110; LAMP4; SCARD1; CD68                                                               |
| Specie                | Umana                                                                                    |
| GenelD (Umana)        | 968                                                                                      |
| GenelD                | 968                                                                                      |
| Immunogeno            | Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 100-200 della CD68 umana (NP_001242.2) |
| Origine               | Coniglio                                                                                 |
| Categoria             | Anticorpi monoclonali                                                                    |
| Applicazione          | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                   |
| Reattività incrociata | Umana                                                                                    |
| SWISS                 | P34810                                                                                   |
| Peso proteico         | 37 kDa                                                                                   |
| Spedizione            | Sacco ghiacciato                                                                         |