

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cd68 Per Wb, If/Icc, Elisa - P34810

Numero articolo: CM0025441

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro CD68 umano (GP110, LAMP4, SCARD1) per western blot, immunofluorescenza e ELISA. Validato per reattività con umano, topo e ratto. Adatto per studi su macrofagi e tumori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD68 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	GP110; LAMP4; SCARD1; CD68
Specie	Umano
GeneID (Umano)	968
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 100-200 del CD68 umano (NP_001242.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P34810
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio