

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cd68 Per Wb, If/Icc, Elisa - P34810

Numero articolo: CM0015335

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il CD68 umano (macrosialina, GP110, LAMP4). Validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per studi sulla biologia dei macrofagi e sui processi endolisosomiali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD68 Rabbit pAb
Note/alias	GP110; LAMP4; SCARD1; CD68
Specie	Umana
ID del gene (umano)	968
ID del gene	968
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 16-200 del CD68 umano (NP_001242.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P34810
Peso della proteina	37 kDa
Spedizione	Confezione refrigerata con ghiaccio