

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cd68 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P31996

Numero articolo: CM0022959

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CD68 (Lamp4/gp110/Scard1) validato per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA in campioni umani, murini e di ratto. Ideale per studi sui macrofagi e sulla fagocitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                               |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | pAb di coniglio anti-CD68                                                                                            |
| Note/alias          | Lamp4; gp110; Scard1; CD68                                                                                           |
| Specie              | Topo                                                                                                                 |
| GeneID (umano)      | 968                                                                                                                  |
| GeneID              | 12514                                                                                                                |
| Immunogeno          | Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-150 del CD68 murino (NP_001277987.1) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                             |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                |
| Applicazione        | WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                       |
| Reattività crociata | Umano, topo, ratto                                                                                                   |
| SWISS               | P31996                                                                                                               |
| Peso della proteina | 35 kDa                                                                                                               |
| Spedizione          | Borsa refrigerante                                                                                                   |