

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cd68 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P34810

Numero articolo: CM0013967

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CD68 umano (macrosialina, Gp110) validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reattività crociata con il topo. Adatto per la ricerca su macrofagi e fagocitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD68 Rabbit pAb
Note / Alias	GP110; LAMP4; SCARD1; CD68
Specie	Uomo
Gene ID	968
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 22-319 della proteina CD68 umana (NP_001242.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P34810
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio